

Steriele wieken, 1 cm x 5 m 1 verdeler



Lange gezoomde steriele gaasstroken, op maat te knippen

- De individuele verpakking in een doos garandeert een hygiënische bewaring en een veilig transport tussen verschillende afdelingen.
- De wiek is steeds zichtbaar dankzij de transparante "Roll Dispenser Box".
- Het deksel met 2 sluitingen garandeert een perfecte

afsluitin en fixeert het uiteinde van de wiek. Dit uiteinde van de wiek is dus gemakkelijk bereikbaar voor een volgend gebruik.

Nota: laat bij het afknippen van de wiek steeds 2 tot 3 cm vrij, zodanig dat dit stukje bij de sluiting van het seksel geklemd zit.

