

Melolin kompressen, niet inklevend, non woven, 20 x 10 cm, steriel. Doos met 100



- Melolin is een sterk absorberend niet-verklevend kompres voor het beheer van weinig tot matig exsuderende wonden.
- De kompres bestaat uit drie lagen:
 - Niet verklevende micro-geperforeerde wondcontactlaag
 - Absorberende laag katoen/polyester
 - Hydrofobe laag polyester
- Voordelen:
 - Niet-verklevende micro-geperforeerde wondcontactlaag
 - Zorgt voor een snelle afvoer van wondvocht waardoor het kompres minder vaak hoeft te worden vervangen.
 - Beschermt het granulatieweefsel.
 - Minimaliseert pijn bij verwijderen.
- Niet-klevende geperforeerde folie: vergemakkelijkt een snelle drainage van de wond door exsudaat door te laten,

- beschermt de vlezige knop waaraan het niet kleeft wanneer het kompres wordt verwijderd.
- Absorberend wondkussen: Het wondkussen absorbeert wondvocht en bloed en beschermt tegen stoten.
- Hydrofobe laag: Beschermt tegen het doorlaten van vocht en voorkomt zo vlekken in kleding en verlengt hiermee de draagtijd.
- Op maat te knippen: Melolin is eenvoudig op maat te knippen en behoudt daarbij zijn vorm.
- Indicaties: Melolin is in principe geschikt voor elk type licht tot matig exsuderende wond zoals:
 - Schone en gehechte wonde
 - Snij- en schaafwonden
 - Kleine brandwonden