

Evocare steriel tongspatels Evocare Doos van 100



- Natuurlijk hout
- Apparaat voor medisch onderzoek
- Instrument in de vorm van een Eskimostok, gebruikt om de tongbasis te verlagen voor keelonderzoek bij volwassenen
- Productafmetingen: 150 x 14 x 1,6 mm
- Deze steriele tongspatels voor volwassenen zijn voor eenmalig gebruik
- Verpakking: Doos van 100 - individueel verpakt
- Afmetingen doos: 41 x 25 x 46 cm
- Palletisering: /36
- Gewicht koffer: 9 kg