

Sanicontainer Pack van 10



- Sanitaire container van stevig kraftkarton
- Voor de inzameling en het transport van medisch afval met infectierisico's
- Binnenkant voorzien van een zak van lage dichtheid polyethyleen (80 micron) met een trekkoord voor optimale afdichting
- Voorkomt lekkage of besmetting tijdens transport
- Doos met tijdelijke en definitieve sluitingen voor veilige afvalverwerking
- Automatisch uitvouwbare bodems voor snelle installatie
- Opvouwbare handgrepen aan de buitenkant voor eenvoudig transport en opslag
- Inhoud: 50 L
- Afmetingen: 280 x 280 x 650 mm
- Conform aan de normen NF X30-507 en ADR UN voor veilig transport van gevaarlijk afval