

## lateraliseerbare matras Pro Care turn



- Afmetigen: 85X200X20 cm
- Geschikt voor patiënten met een hoog tot zeer hoog risico op decubitus
- Therapiestand met 30° bilaterale rotatie voor optimale drukontlasting
- 3-in-1 behandelmodus voor individuele zorgprogramma's met eenvoudige en moeiteloze positionering van de patiënt
- Geschikt voor gebruik in de intensive care unit
- 4-weg bi-elastische hoes: lage wrijving, ademend,

- dampdoorlatend, brandwerend en waterdicht
- Het ontworpen kabelsysteem: vermindert het risico op vallen voor een veiligere omgeving
- Zitfunctie: voor optimale ondersteuning van het zitvlak tijdens het zitten
- Visuele en akoestische alarmen: lage druk, stroomuitval, technische ondersteuning
- Brandvertragende norm: EN 597-1 & EN 597-2
- Maximaal gewicht patiënt: 180 kg