

## Alternating kussen Sedens 500, 46 x 46 x 10 cm



- Kussen samengesteld uit 4 luchtcellen, wisseldruk, ingebracht in een schuimbasis.
- Dit kussen is bij uitstek geschikt voor de preventie en behandeling van doorligwonden voor patiënten met beperkte mobiliteit en een hoog risico op doorligwonden.
- Ergonomisch en eenvoudig bedieningspaneel.
- Dynamische therapeutische modus: de cellen worden afwisselend opgeblazen en laten leeglopen.
- Statische modus: dezelfde druk op alle cellen
- 5 Comfortniveaus: stel het comfortniveau in op basis van de voorkeuren van de gebruiker (1, voor de zachtste en 5 voor de meest stevige).
- Visuele en hoorbare alarmen bij lage druk (abnormale druk) en laag batterijniveau
- PU-hoes: bi-elastisch, waterbestendig en onderhoudsvriendelijk.
- Afmetingen compressor: 25 x 12,5 x 5,5 cm
- Cyclustijd: 10, 15, 20 minuten
- Oplaadbare batterij: autonomie 8 uur.
- Voeding: AC 100V - 240V, 50/60 Hz - 0,5A