

## Ontsmettingsapparaat door UV



- Ontsmettingssysteem voor ruimtes 100% Belgisch, ontwikkeld door UVC-specialisten en deskundigen van de Universiteit.
- UV-C-stralen (golflengte 254nm) zijn een categorie van UV-stralen die een kiemdodende functie op micro-organismen hebben. Door de blootstelling aan UVC-stralen, worden ziekteverwekkers dus geïnactiveerd of vernietigd.
- Doeltreffend tegen Covid-19 maar ook tegen veel nosocomiale kiemen, aanwezig in de ziekenhuisomgeving.
- Ultrasnelle ontsmetting : 99,99% ontsmetting in 4 minuten voor een ruimte van 16m<sup>2</sup>
- Overdekte ruimte : tot 100m<sup>2</sup>
- Efficiëntie getest en goedgekeurd door het onafhankelijke laboratorium Laborelec
- Mobiel en bruikbaar in meerdere lokalen : slaapkamer, vergaderzaal, behandelkamer, dokterspraktijk, kantoor, operatiezaal,...
- Veiligheidsprotocol en gebruik zonder risico's voor zorgverleners en patiënten
- Werking zonder menselijke aanwezigheid
- Noodstop op afstand via de afstandsbediening of op de knop op het apparaat
- Bewegingsdetector die het systeem onderbreekt
- Constant geluidssignaal tijdens gebruik
- Geen ozonproductie
- Gewicht : 8kg Master – 7kg Slave
- Hoogte : 155cm
- Breedte : 55cm
- Lengte : 55 cm
- 2 jaar garantie
- Levensduur lamp : 10000 uur

