

CoaguChek® INRange tester



- CoaguChek® INRange is een zelfmeetlezer waarmee patiënten hun INR (stollingstijd) overal en altijd kunnen meten voor optimale monitoring van hun AVK (K-Antivitamine) therapie.
 - De connectiviteit die aan het systeem is gekoppeld (USB- en Bluetooth®-poort) kan het voor patiënten gemakkelijker maken om hun INR-resultaten door te geven aan zorgverleners, voor therapeutische aanpassing in reële tijd.
 - Eenvoudig in gebruik: laat een druppel bloed op de strip vallen en het resultaat verschijnt binnen een minuut.
 - Comfortabel: in het bijzonder bij patiënten met fluctuerende INR's, verminderde veneuse capaciteit of vaak onderweg.
- De CoaguChek® INRange-kit bevat de volgende elementen:
 - CoaguChek® INRange-lezer
 - CoaguChek® XS SoftClix-prikpen
 - 20 CoaguChek® SoftClix-lancetten
 - Opbergkoffer
 - USB-kabel
 - 4 AAA-batterijen
 - Gebruikershandleiding
 - Korte instructies
 - Het systeem vereist ook:
 - Fles met 24 teststrips CoaguChek® XS PT PST, uitgerust met een elektronische chip