

## CoaguChek® INRange tester



- CoaguChek® INRange is een zelfmeetlezer waarmee patiënten hun INR (stollingstijd) overal en altijd kunnen meten voor optimale monitoring van hun AVK (K-Antivitamine) therapie.
  - De connectiviteit die aan het systeem is gekoppeld (USB- en Bluetooth®-poort) kan het voor patiënten gemakkelijker maken om hun INR-resultaten door te geven aan zorgverleners, voor therapeutische aanpassing in reële tijd.
  - Eenvoudig in gebruik: laat een druppel bloed op de strip vallen en het resultaat verschijnt binnen een minuut.
  - Comfortabel: in het bijzonder bij patiënten met fluctuerende INR's, verminderde veneuse capaciteit of vaak onderweg.
- De CoaguChek® INRange-kit bevat de volgende elementen:
    - CoaguChek® INRange-lezer
    - CoaguChek® XS SoftClix-prikpen
    - 20 CoaguChek® SoftClix-lancetten
    - Opbergkoffer
    - USB-kabel
    - 4 AAA-batterijen
    - Gebruikershandleiding
    - Korte instructies
  - Het systeem vereist ook:
    - Fles met 24 teststrips CoaguChek® XS PT PST, uitgerust met een elektronische chip