

## Intrasite gel - tube 15 g Doos van 10



IPA

- Intrasite gel bevordert snel maar zacht debridement van necrotisch weefsel, terwijl het ook geel beslag en overtollig wondvocht kan absorberen
- Tevens kan het gebruikt worden om een vochtige wondomgeving te creëren gedurende de granulatie- en de epithelisatiefasen van de wondgenezing. Dit maakt

Intrasite gel ideaal voor toepassing bij alle stadia van wondgenezing

- Intrasite gel is een heldere vormloze hydrogel en bestaat uit gemodificeerd carboxymethyl cellulose polymeer, propyleen glycol en water