

Topiderm Hot Gel Fles van 250 ml



- Verwarmende gel, aangewezen voor of na de inspanning
- Voor soepele spieren en gewrichten
- Verzorging van zwaarbelaste spieren
- Kort na het aanbrengen treedt er een sterke warmtewerking op die de plaatselijke doorbloeding bevordert
- Maximale werking na 20-30 minuten
- Snelle absorptie, langdurig effect
- Geschikt voor ieder huidtype
- O/W emulsie, pH (5-7), bevat geen parfum en geen lanoline