

## Actief Tilband + clip voor Tillift Ergolet 250 kg Maat XXL



- Maat XXL : 120-140 cm
- Voor gebruikers met een goede controle over het bovenlichaam en enige functie van de onderste ledematen.
- Gebruikt voor transfers vanuit een zittende positie.
- Gebruikt voor transfers in sta-op-hulp.
- De sling is geschikt voor transfers vanuit een rolstoel/zetel.
- De sling biedt goede ondersteuning voor de onderrug, waardoor de zorgvrager een gevoel van veiligheid krijgt, wanneer hij wordt opgetild en wanneer hij rechtop staat.

### Kenmerken:

- anti-slip aan de binnenzijde van de sling. Dit zorgt ervoor dat de sling niet omhoog glijdt tijdens het tillen.
- polstering onder de oksels.
- een buikband met klittenband met een gesp
- positioneringszakje op rug voor betere positionering van de sling, bij het zitten in een rolstoel.
- gekleurde lus op bovenrug met aanduiding van maat en middenlijn markering.