

Naalden Eurofine, roze, 18 G x 1 1/2 Doos van 100



- 1,2 mm x 40 mm - Optreksnaald / Bloedafname

Steriele RVS naald.

Injectienaalden worden gebruikt voor het afnemen van bloed en het injecteren van vloeistoffen en medicijnen. Dit kan gedaan worden in de spieren, aderen, vetweefsel, huid en hartspier.

De naaldkeuze is onder andere afhankelijk van plaats van aanprikken en injectievloeistof.

Speciale slijping voor minimaal trauma

Geschikt voor Luer en Luer-lock aansluitingen

Ultra dunne naaldwand voor optimale doorstroom

Kleurcodering geeft diameter (gauche) van de naald aan
Polypropyleen basis doorschijnend in standaardkleuren.

Buitendiameter van 0,45 tot 1,2 mm.

Beschikbare lengtes: 12, 16, 25, 30, 40 en 50 mm.

Sterilisatie met ethyleenoxide.

