

## Intrasite Gel - Tube 25 g Doos van 10



- Intrasite Gel bevordert snel maar zacht debridement van necrotisch weefsel, terwijl het ook geel beslag en overtollig wondvocht kan absorberen.
- Tevens kan het gebruikt worden om een vochtige wondomgeving te creëren gedurende de granulatie- en de epithelisatiefasen van de wondgenezing. Dit maakt

INTRASITE Gel ideaal voor toepassing bij alle stadia van wondgenezing.

- INTRASITE Gel is een heldere vormloze hydrogel en bestaat uit gemodificeerd carboxymethyl cellulose polymeer, propyleen glycol en water.