

Naalden Eurofine, zwart, 22 G x 1 1/4 Doos van 100



• 0,7 mm x 30 mm - I.M ./ S.C ./ I.V.

Steriele RVS naald.

Injectienaalden worden gebruikt voor het afnemen van bloed en het injecteren van vloeistoffen en medicijnen. Dit kan gedaan worden in de spieren, aderen, vetweefsel, huid en hartspier.

De naaldkeuze is onder andere afhankelijk van plaats van aanprikken en injectievloeistof.

Speciale slijping voor minimaal trauma

Geschikt voor Luer en Luer-lock aansluitingen

Ultra dunne naaldwand voor optimale doorstroom

Kleurcodering geeft diameter (gauche) van de naald aan

Polypropyleen basis doorschijnend in standaardkleuren.

Buitendiameter van 0,45 tot 1,2 mm.

Beschikbare lengtes: 12, 16, 25, 30, 40 en 50 mm.

Sterilisatie met ethyleenoxide.

Referenties:

S760.200: DOOS VAN 100 NAALDEN - ROZE - 18Gx1 1/2 EUROFINE

S761.200: DOOS VAN 100 NAALDEN - ROZE - 18Gx1 1/2 EUROFINE

S762.200: DOOS VAN 100 NAALDEN - GROEN - 21Gx1 1/2 EUROFINE

S766.200: DOOS VAN 100 NAALDEN - GROEN - 21Gx2 EUROFINE

S763.200: DOOS VAN 100 NAALDEN - ZWART - 22Gx1 1/4 EUROFINE

S764.200: DOOS VAN 100 NAALDEN - BLAUW - 23Gx1EUROFINE

S767.200: DOOS VAN 100 NAALDEN - ORANJE - 25Gx5/8 EUROFINE

S768.200: DOOS VAN 100 NAALDEN - BRUIN - 26Gx1 1/2 EUROFINE

