

Eucerin Hyaluron-filler serum Fles van 30 ml



- Deze extra lichte en verfrissende gel biedt onmiddellijke hydratatie en verhoogt het vochtgehalte van de huid tot 24 uur lang
- De formule met slechts 11 ingrediënten combineert twee sterk geconcentreerde vormen van Hyaluronzuur met

Glycerine. Deze stoffen worden van nature ook door de huid zelf aangemaakt ter hydratatie van de huid. Als onderdeel van onze formule werken ze om actief vocht vast te houden en zo rimpels zichtbaar op te vullen met directe en intensieve hydratatie.