

## Scandishake mix Neutraal Doos met 6 x 85 g



IPA

• Poedersupplement met hoge energie voor speciale medische doeleinden om te voldoen aan de voedingsbehoeften bij ondervoeding als gevolg van ziekte, malabsorptie of andere aandoeningen die een verhoogde inname van lipiden en koolhydraten vereisen (bijv. taaislijmziekte).

- Glutenvrij
- Bevat melk
- Gebruiksaanwijzing: los een zakje van 85 g op in 240 ml volle melk
- Binnen 2 uur na bereiding consumeren of tot 24 uur in de koelkast bewaren.