

## Flocare infinity Pomp



- Flocare® Infinity™ is een compacte, lichtgewicht, enterale voedingspomp
- Indicatie: continue of portietoediening van Nutrison, Nutrini of Infatrini aan ambulante of niet-ambulante patiënten
- Te gebruiken in combinatie met de Flocare® Infinity™ Pack of Pack & Bottle toedieningsystemen
- Continue toediening:
  - toedieningssnelheid 1-400 ml/uur
  - stapgrootte: 1 ml
- Een dosis toedienen:
  - volume: 1-4000 ml
  - stapgrootte: 1 ml
- Autonomie: 24 uur bij 125 ml/uur
- Gewicht: 392 gram