

## Naaldcontainer PACTO + 6,5 liter



- Doos in PP samengesteld uit een doos, een deksel en een toevoer met een manuele tijdelijk opening / sluiting en een definitieve sluiting met een permanente verzegeling.
- Het deksel is uitgerust met een anti-reflux systeem. Met een grote ovalen opening (50 x 35 mm) en afkoppelsysteem voor de naalden (luerlock, luerslip en pen safe (ideaal voor insulinespuiten)).
- De montage ter plaatse van het deksel wordt vergemakkelijkt door een in het deksel gegraveerd merkteken.
- Het gewicht van het deksel is verlaagd om de verbrandingskosten te verlagen.
- Toevoeging van een afdekking speciaal voor scalpel- / scapelbladen en versteviging van de losschroefbare afdekking.
- Hoorbaar knippen (4 duidelijk hoorbare klikken zorgen ervoor dat het deksel stevig op de tank wordt vastgehouden).
- Een rode vullimiet.
- Capaciteit: 6,5 liter.
- Afmetingen: 195 x 135 x 390 mm
- Kleur : geel en wit.