

## **Buisverband Tubifast, rood, 3,5 cm x 1 m, niet steriel** **Doos van 12 stuks**



- Ideaal voor het fixeren van verbanden en het beschermen van de huid, ongeacht het lichaamsdeel
- Houdt verbanden effectief op hun plaats zonder tape of nietjes
- Ook aangegeven als compressiezwachtel
- Verschillende maten beschikbaar
- Kan op maat worden geknipt en over het verband worden gespannen voor een gelijkmatige pasvorm
- Handwasbaar
- Economisch