

## Hechtpleister Micropore Surgical Tape, 1,25 cm x 9,15 m, niet steriel Doos met 24 rollen



### Specificaties:

Micropore is een medische hechtpleister bestaande uit een niet-geweven ruglaag van rayonvezel en een zeer poreus acrylhars.

Micropore is hypoallergeen en bijgevolg uiterst geschikt voor gebruik in de pediatrie, geriatrie en dermatologie.

Micropore laat een normale huidperspiratie toe en

voorkomt bacteriegroei en huidverweking.

De pleister verzekert een uitstekende hechting, zelfs wanneer de huid vochtig wordt, en is tevens pijnloos te verwijderen zonder kleefresten na te laten.

Deze pleister is röntgendoorlaatbaar.

Micropore rollen kunnen met EO gesteriliseerd worden (Steri-Vac -55°). Aëratie EO: 24 uur.

Bewaartijd: 5 jaar bij kamertemperatuur