

## Bloedglucose tester HS200 Rossmax



- De HS200-glucosemeter maakt een betrouwbare controle van de bloedglucosespiegels mogelijk dankzij de GDH-FAD-technologie die onnauwkeurigheden vermijdt die worden veroorzaakt door zuurstof of niet-glucosesuikers zoals maltose en galactose
- Het voldoet aan alle normen en eisen en biedt een betrouwbaar en economisch alternatief voor de meer wijdverbreide modellen
- Compatibel met Alphacheck Soft lancetten
- Functies :
  - Glycemisch zelfcontroleapparaat (ASG)
  - Automatische kalibratie
  - Snelle absorptie en resultaat in minder dan 5 seconden
  - Maatregelen van 20 tot 600 mg/dL
  - Gebruikte stripuitwerpfunctie
  - Groot scherm 3,5x3,5 cm
- Herinnering alarmfunctie
- Alarmfunctie - configureerbare hypoglykemie en hyperglykemie (Hi / Lo)
- Geheugen van 500 metingen
- Gemiddeld over 7, 14 en 30 dagen
- Laag bloedvolume vereist 0,7 µl
- Voeding 2 AAA-batterijen, met een autonomie van 1000 tests
- Afmetingen: 55 x 108 x 10 mm
- Gewicht: 52g (zonder batterijen)
- Bevat :
  - Bloedglucosemeter
  - Prikpen, compatible met Alphacheck lancetten
  - 10 lancetten
  - Draagtas