

Viscoflex Air Matras



- Matras gevormd in 80 kg/m³ visco-elastisch traagschuim met 40 kg/m³ HR inleg en Polyair kussen
- Afmetingen: 90 x 200 x 14 cm
- Preventie: hoog risico
- Indicaties: patiënten die bedlegerig zijn, in slechte algemene conditie verkeren en/of een arteriopathie en/of een recente ernstige neurologische aandoening hebben
- Het Polyair Inzetstuk
 - Voor een versterkte en gerichte verlaging van de transcutane druk
 - Honingraat cel layout voor geoptimaliseerd contactoppervlak
- Elasticiteit en sterkte van het Laxprene materiaal
- Vermindering van maceratie-effecten dankzij de luchtcirculatie tussen de cellen
- Polymaille® bescherming: integrale matrashoes
- Anti-allergische polyurethaan coating op een jersey-type textiel behandeld met antibacteriële, antimicrobiële en antischimmelmiddelen
- Bi-stretch, vochtwerend om het effect van maceratie te verminderen
- Opening aan 3 zijden en anti-slip onderzijde
- Voldoet aan de brandnormen EN597-1 & EN597-2