

## Viscoflex+ kussen, 51 x 50 x 8 cm (L x D x H), met 2 PU hoezen



Voorgevormd kussen van visco-elastisch traagschuim 80 kg/m<sup>3</sup> met anatomische inlage van veerkrachtig schuim 40 kg/m<sup>3</sup>

Categorie aanwijzingen: 2

Preventiekussen voor patiënten met een matig tot hoog risico op decubitus (volgens klinische beoordeling en schalen), zonder asymmetrie van ondersteuning en :  
- geen risico van uitglijden voor

### IN HET HART: INNOVATIEF CONCEPT VAN EEN ANATOMISCH GEVORMDE INLEGGER

Gemaakt van hoogbelastbaar schuim, structureert het het kussen en fungeert het als ruggengraat om het draagvermogen op bepaalde plaatsen te verhogen of te verlagen.

Maakt een optimale onderdamping van de bekkenbeenprojecties in het materiaal mogelijk: d.w.z. een voldoende onderdamping van de risicozone, waardoor een goede verdeling van de druk wordt gegarandeerd, maar tegelijkertijd ook een gecontroleerde en gestabiliseerde onderdamping vóór de risicozone

van het ponsen.

### MULTI-PORTANTIE INZETSTUK

Voor- en achterdelen van de inlegzool met verschillend draagvermogen, om het evenwicht van de patiënt in zittende positie te herstellen en het reliëf van het zitbeengebied te accentueren.

IMPER-RESPIRANT COVER (waterdicht en doorlatend voor transpiratie)

Geschikt voor incontinentie.

Vermindert de effecten van maceratie door het ademen van de huid te vergemakkelijken.

Met 2 POLYMAILLE® afdekkingen

Polyurethaan coating op jersey stof

Antislip onderkant

- VSB: 220514 110101000457
- Iriscare: 410516 110101000457
- AVIQ: 110518 110101000457