

Tas voor verpleegkundigen, roze



- De Tas voor verpleegkundigen is de ideale tas voor professionele thuisverpleegkundigen of gezinshulp, met aanpasbare compartimentverdeling
- 2 frontale opbergvakken voor persoonlijk materiaal
- Isothermische ampullenhouder met 29 elastische banden
- Schouderriem en handvat
- Materiaal: 420D Serge Polyester Jacquard
- Wasbaar
- Afmetingen: 340 x 250 x 110 mm
- Capaciteit: 9,35 L
- Gewicht: 1.48 kg
- Maxi. aanbevolen draagcapaciteit: 3 kg
- Kleur: Roze
- De tas wordt leeg geleverd