

## Vertic'Easy transferthulp



- Kogellager platform
- Antislip voetsteun voor hoge stabiliteit
- Stuurwielen
- In hoogte verstelbare beensteunen (8 hoogte-instelposities)
- Ergonomische en in hoogte verstelbare handgrepen
- Optionele riemhaken en riem verkrijgbaar
- Gelast stalen frame met epoxy afwerking
- Stalen schijf met kogellagerdraaikrans en antislipvoet
- Polyurethaan beensteun op draaipunt
- 2 zwenkwielen Ø 60 verplaatsing in lege toestand
- Handgrepen voor patiënt en verzorger in PVC op stalen

buis diam. 25x1,2 mm

- Pedaal voor rotatie afremmen en stabiliseren
- Afmetingen:
  - Totaal: 1300 mm (H) x 510 mm (D) x 470 mm (B)
  - Voet: schijf 450 mm (diam) x 20 mm (hoogte)
  - Handgrepen voor patiënten: hoogte 880 tot 1050 mm - breedte 450 mm
  - Handgrepen voor verzorgers: hoogte 1070 tot 1240 mm - breedte 450 mm
  - Tibiale steun: 200 (h) x 160 (b) mm
  - Hoogte vanaf de basis: 290 tot 470 mm
- Max belasting: 150 kg