

Topiderm Cool gel Fles van 250 ml



- Topiderm Cool Gel is een verfrissende, koelende gel aangewezen bij het behandelen van vermoeide benen en voeten tijdens en na de inspanning
- Werkt preventief tegen verhitte voeten en regenereert oververhitte voeten, verlicht ongemakken ten gevolge van kleine spataderen en verkoelt vermoeide en pijnlijke spieren
- Kenmerken:
 - Verfrissend, koelend en relaxerend effect door de combinatie van Menthylactaat (1%), Isopropylalcohol en actieve Menthol (0,5%)
 - Jeukstillend
 - Bevordert de verdwijning van blauwe plekken, zwellingen, verstuijkingen en spierstijfheid (verlichting van het zwaartegevoel)
 - Bestrijdt vermoeidheid dankzij het toegevoegde arnica-extract (1%) welke een extra stimulatie geeft van de bloedsomloop
- Stimulerende geur van Menthol
- Snelle absorptie, langdurend effect
- Geschikt voor ieder huidtype. Goed afwasbaar
- O/W emulsie, pH (5-6), bevat geen parfum en geen lanoline
- Gebruik:
 - Uitwendig gebruik.
 - Naar behoefte aanbrengen en masseren tot volledige absorptie van de gel tijdens en na de inspanning.
 - Contact met de ogen vermijden.
 - Niet op open wonden of slijmvliezen aanbrengen.
 - Niet geschikt voor kinderen onder de 6 jaar.
 - Geformuleerd om het risico op allergische reacties te verminderen.
 - Indien dit toch het geval is, wat altijd kan, raadpleeg een arts of apotheker.