

Topiderm massageolie Bidon van 5 liter



- Topiderm Massage Olie is een olierijke tussenstof die de huid levendig en soepel maakt.
- Kenmerken:
 - Voor professionele massage: groot glij- en spreidingsvermogen, trage absorptie en een langdurig effect. Minder opwarming door een goede frictie. Laat diverse manipulaties toe.
 - De uitstekende verhouding tussen lipofiele - (64%) en hydrofiele bestanddelen (34%) zorgen voor een optimaal glijvermogen.
 - Na gebruik voelt de huid zacht aan.
 - Geschikt voor sterk behaarde lichaamsdelen.
- Irriteert de handen van de therapeut niet.
- Hypoallergeen parfum.
- Geschikt voor ieder huidtype. Afwasbaar.
- W/O emulsie, pH (6-7), bevat geen lanoline.
- Gebruik:
 - Uitwendig gebruik.
 - Naar behoefte aanbrengen en masseren.
 - Niet op open wonden of slijmvliezen aanbrengen.
 - Geformuleerd om het risico op allergische reacties te verminderen.
 - Indien dit toch het geval is, wat altijd kan, raadpleeg een arts of apotheker.