

## Topiderm massageolie Bidon van 5 liter



- Topiderm Massage Olie is een olierijke tussenstof die de huid levendig en soepel maakt.
- Kenmerken:
  - Voor professionele massage: groot glij- en spreidingsvermogen, trage absorptie en een langdurig effect. Minder opwarming door een goede frictie. Laat diverse manipulaties toe.
  - De uitstekende verhouding tussen lipofiele - (64%) en hydrofiele bestanddelen (34%) zorgen voor een optimaal glijvermogen.
  - Na gebruik voelt de huid zacht aan.
  - Geschikt voor sterk behaarde lichaamsdelen.
- Irriteert de handen van de therapeut niet.
- Hypoallergeen parfum.
- Geschikt voor ieder huidtype. Afwasbaar.
- W/O emulsie, pH (6-7), bevat geen lanoline.
- Gebruik:
  - Uitwendig gebruik.
  - Naar behoefte aanbrengen en masseren.
  - Niet op open wonden of slijmvliezen aanbrengen.
  - Geformuleerd om het risico op allergische reacties te verminderen.
  - Indien dit toch het geval is, wat altijd kan, raadpleeg een arts of apotheker.