

## Evocare niet inklevend kompres, 7,5 x 7,5 cm Doos van 100 x 1 kompres



- De Evocare absorberende, niet inklevende kompres is vervaardigd uit een dikke wattenlaag. De laag die in contact komt met de wonde bestaat uit een dunne geperforeerde copolymeerfolie. De blauwe buitenlaag voorkomt het doorlekken van wondvocht en beschermt de kleding.
- Ze voorkomt contaminatie van de wonde van buitenaf en is tevens waterafstotend.
- De kompressen zijn zacht en soepel en hebben een zeer hoog absorptievermogen.
- De kompressen zijn geschikt voor de bescherming en afdekking van oppervlakkige wonden, doorligwonden, schaafwonden en andere vocht producerende wonden. Tevens kunnen de kompressen worden gebruikt bij postoperatieve wondverzorging.

- Eigenschappen:
  - Steriel
  - Niet inklevend
  - Zacht en soepel
  - Zeer hoog absorptievermogen
  - De blauwe hydrofobe laag voorkomt het doorlekken van wondvocht en beschermt de kleding, voorkomt besmetting van de wonde van buitenaf, is tevens waterafstotend.
  - Kan verknipt worden
- Samenstelling:
  - Dikke wattenlaag 75% viscose en 25% polyester
  - Copolymeerfolie aan de wondzijde
  - Blauwe hydrofobe buitenlaag