


ThickenUp cérééal HP Vanille Doos van 500 gr



- Orale medische voeding in de vorm van een calorierijk, eiwitrijk gedehydrateerd graanpreparaat
- Te vermengen met melk of andere dranken
- Voor de bereiding is een garde of mixer nodig om een klontvrije bereiding te verkrijgen
- Kan worden bereid met een IDDSI 3 consistentie (gladde puree)
- Wordt de hele dag door geserveerd als ontbijt, tussendoortje of als alternatief voor het avondeten
- Aanbevolen bij ondervoeding en/of risico op kauw- en/of slikproblemen (dysfagie).
- 1 portie = 50 g + 300 ml halfvolle melk (1,5%)
- 358 kcal / portie zonder vloeistof
- 21 g eiwit / portie zonder vloeistof
- 2 x 250 g zakjes in een doos (10 porties)
- Bevat gluten, melkeiwit en lactose
- Smaak: vanille