

## Simplink Compleat Pack van 4 x 250 ml



- Compleat® is een nieuwe sondevoeding met ingrediënten op basis van echt voedsel.
- Simplink® is een uniek systeem dat de toediening van bolus-sondevoeding vergemakkelijkt.
- Kan rechtstreeks op de voedings slang worden aangesloten, ENFIT®-compatibel
- Kan worden gebruikt zonder voedingspomp en

toedieningsset

- Maakt handmatige bolusvoeding (met spuit) overbodig
- Karakteristieken : 275 kcal/250 ml
- 11 g van eiwitten
- P/L/G: 16/30/51 (% TEW)
- 3,5 g vezels