

Rossmax X9 bovenarmbloeddrukmeter



- Vroege detectie van beroerterisico met één enkele bloeddrukmeting
- Aritmiedetectie (ARR)
- Opsporing van atriale fibrilatie (AFib)
- Detectie van voortijdige contractie (PC)
- Tachycardiedetectie (TACH)
- Bradycardiedetectie (BRAD)
- Automatische en auscultatoire metingen beschikbaar
- Bewegingsdetectie

- Manchetdetectie
- Indicatie op hypertensie risico
- 90 geheugens met datum en tijd
- Kleine, middelgrote en grote manchetten inbegrepen
- 6V adapter inbegrepen
- Manchethouder
- Reuzenformaat "XL" cijfers
- LCD-achtergrondverlichting
- Levenslange kalibratie