

Molfit Raiser Pro



- Ergonomisch platform voor veilige en actieve sta-op transfers

- Natuurlijk bewegingspatroon:
Molift Raiser Pro geeft de cliënt de mogelijkheid zijn eigen spierkracht te gebruiken tijdens de transfer. Het natuurlijke bewegingspatroon wordt gestimuleerd en het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de cliënt zich veilig voelt. Molift Raiser Pro is eenvoudig in gebruik.

- Transfer in kleine ruimte:

Molift Raiser Pro is stabiel en kan om zijn eigen as draaien waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is, ideaal in kleine ruimtes. Molift Raiser Pro zorgt voor een veilige en actieve steun tijdens een korte transfer.

- Geschikt voor alle zorginstellingen:
Molift Raiser Pro helpt bij het revalideren van cliënten in een zorginstelling of tijdens een transfer. De cliënt kan zijn balans verbeteren bij het zitten en opstaan. Molift Raiser Pro biedt altijd een veilige ondersteuning.