

Heupabductiekussen met hoes



- Gegoten kussen van zeer veerkrachtig schuim 40 kg/m²
 - Dankzij zijn mechanische eigenschappen (elasticiteit, soepelheid) en zijn hoge dichtheid (40 kg/m³), garandeert het behoud van de houding in de tijd, voor een goede naleving van de behandeling.
 - Houdingshulp voor de onderste ledematen
 - Abductie en preventie van heupdislocatie risico
- BEKLEDING IN BI-STRETCH POLYURETHAAN GECOATE STOF:
- Niet-allergeen en behandeld met antibacteriële, antimicrobiële en schimmelwerende middelen
 - Bestrijdt wrijving en afschuiving
 - Flexibel en zacht om aan te raken (comfort)
 - Bevordert de gasuitwisseling (waterdamp, transpiratie) en bestrijdt zo maceratie
 - Waterdicht: gecontroleerde hygiëne en verhoogde duurzaamheid van de steun
 - Wasbaar tot 95°C, te ontsmetten door koude spray
 - Brandwerende behandeling
 - Bij gebruik door meerdere patiënten is het raadzaam een nieuwe hoes aan te schaffen voor elke patiënt

