

## Wondverzorgingsdispenser



- Dit apparaat is ideaal voor plaatsen waar zich regelmatig snijwonden voordoen. Denk aan werknemers in de metaalindustrie, glasindustrie, enz
- Deze wondverzorgingsdispenser bevat een blauw, zelfklevend, lijm-vrij verband dat het bloeden onmiddellijk stopt en zelfs in water blijft zitten. Het is uniek!
- De dispenser bevat ook een wondreiniger en een grotere hoeveelheid verbanden van verschillende grootte
- De producten zijn veilig bevestigd, zodat ze niet verloren of gestolen kunnen worden
- Eenvoudig aan te passen aan de specifieke behoeften

van de werkplek.

- Inhoud:

- 1 Salvequick wondreiniger, 40 stuks. (REF 3227)
- 1 Cederroth zacht schuimverband, 4,5 m (REF 51011010)
- Salvequick textielverbanden, 40 stuks (REF 6444)
- Salvequick plastic dressings, 45 stuks (REF 6036)
- Salvequick textielverbanden, 21 stuks (REF6470)
- 1 navulsleutel

Video link:

[https://www.youtube.com/watch?v=L39q6dYF\\_C8](https://www.youtube.com/watch?v=L39q6dYF_C8)

