

Spengler Master Palm 2 zuurstofsaturatiemeter



- Een saturatiemeter voor alle patiënten, dankzij een ruime keuze aan afzonderlijke vingersensoren
- Uitzonderlijke batterijduur, hij is snel, nauwkeurig en veelzijdig
- De technologie maakt een snelle interventie mogelijk bij alle soorten patiënten, van volwassenen tot pasgeborenen, om hun zuurstofsaturatie en polsslag nauwkeurig te meten
- Technologie geschikt voor zowel volwassenen als pasgeborenen
- HD-scherm met automatische rotatiefunctie voor optimaal ruimtegebruik en leesbaarheid door een verticale of horizontale lay-out
- 2 weergavemodi: cijfers en SpO2-curve
- Weergave van polsslag, plethysmografiecurve, SpO2 en SpO2-curve
- Volledig instelbaar, hij maakt het mogelijk om het alarm, de weergave, het geluid en de systeeminstellingen aan te passen
- Bewakingsfunctie (alarm en herinneringen)
- Lichtgewicht en compact 58,5 x 123 x 28 mm
- Geleverd met starre SpO2-sensor voor volwassenen en 3 AA-batterijen