

## Wandhouder voor Oogdouche



- Robuuste en praktische wandhouder voor Cederroth Oogdouche 500 ml (REF 725200).
- Met de wandhouder krijgt de flacon een bepaalde plaats zodat iedereen weet waar u hem kunt vinden. De flacon zit muurvast in de wandhouder en wordt automatisch

geopend wanneer deze uit de houder wordt gedraaid - u kunt onmiddellijk beginnen het oog te spoelen.

- Kan op verscheidene manieren worden aangebracht en past daarom op alle werkplekken en in alle ruimten. Een luminescent instructiebord is bijgevoegd.