

Rode silicone flesopener



- Creëert een stevige grip voor het gemakkelijk openen van flessen en containers.
 - Verlicht gewrichts- en spierspanning.
 - Gemaakt van 100% niet-giftig siliconenrubber.
 - Handig voor mensen met handicaps.
 - 6 cm diameter.
 - Flesopeners zijn ideaal voor mensen die moeite hebben met het openen van flessen en kleine verpakkingen.
 - De Tenura Silicone flesopener maakt het openen van flessen en kleine verpakkingen gemakkelijker voor mensen met grijpproblemen. Met de Tenura flesopener krijgt u een comfortabele greep op draaidoppen van flessen of andere kleine verpakkingen en hoeft u minder moeite te doen om ze te openen.
 - Tenura flesopeners zijn gemaakt van 100% niet-giftig, chemisch inert, latexvrij siliconenrubber, waardoor ze veilig zijn voor gebruik thuis, op kantoor, in de gezondheidszorg en in instellingen. Het siliconenrubber in de flesopeners is bestand tegen temperaturen van 250°C en kan dus gemakkelijk worden gewassen. Je kunt het in de vaatwasser doen of heet zeepwater gebruiken.
- Bacteriën en andere ziektekiemen kunnen niet schuilen op Tenura flesopeners omdat ze antimicrobieel zijn, waardoor ze ideaal zijn tijdens het bereiden van voedsel of op plaatsen waar hoge hygiënische normen gelden.
 - Tenura flesopeners zijn verkrijgbaar in één maat (6cm diameter), met een gewicht van 15g en verkrijgbaar in rood en blauw.
 - Toepassingen:
 - Siliconen flesopener helpt twist top flesjes en pillendoosjes in alle vormen en maten te openen
 - Zorgt voor extra grip en koopkracht op andere voorwerpen in huis of op de werkplek, zoals kranen en deurklinken
 - Nuttig voor mensen met artritis of andere aandoeningen die de grip verzwakken.
 - U kunt flesopeners gebruiken in omgevingen waar een hoog niveau van hygiëne moet worden gehandhaafd.