

## Antislip glasonderlegger, rood, diameter 14 cm



- Creëert een stevig antislip oppervlak, perfect voor het plaatsen van kopjes, glazen en kommen om ongewenste bewegingen te voorkomen.
- Antimicrobiële constructie voorkomt dat bacteriën zich op het oppervlak nestelen.
- Hecht onmiddellijk op elk oppervlak.
- 14 cm diameter, met een materiaaldikte van 1,5 mm.
- De ronde onderleggers van Tenura hechten gemakkelijk aan een oppervlak en kunnen ook gemakkelijk worden verwijderd zonder resten achter te laten, dankzij de natuurlijke eigenschappen van silicone.
- Een ideaal product voor gebruik in keukens en ziekenhuizen, dankzij de niet-giftige siliconenconstructie, die keer op keer kan worden afgewassen, zelfs in de vaatwasser, zonder gevaar voor aantasting.
- Verkrijgbaar in 2 kleuren: rood en blauw.