

## Plooibare oefenfiets met elektronische toerenteller



- Geschikt voor oefening of fysieke reeducatie voor de bovenste of onderste ledematen
- Om terug meer souplesse en musculaire weerstand op te bouwen
- Met multifunctionele display met weergave van tijd, totaal aantal verbruikte calorieën, aantal T/min
- Met antislip pedalen met verstelbare lussen
- Regelbare weerstand met een stelschroef
- Ruimtebesparend
- Weerstands niveau instelbaar op wiel
- Antislip potjes
- Oefening in zittende positie
- Dit oefenfietsje is bedoeld voor thuisgebruik, fysiotherapie, ziekenhuis, rusthuizen...
- Afmetingen : 39 x 44,5 cm