

Gohy Fix Confort, Medium Doos met 4 x 25



- 2 grijze strepen
- Heupomtrek: 70 tot 115 cm
- Met een brede elastische band.
- Deze panty's bieden een perfecte steun voor alle anatomische beschermingen, zijn perfect ademend

- en hebben het uitzicht van klassiek ondergoed.
- De elastische polyester vezels passen zich perfect aan de contouren van het lichaam en de inlegger aan.
- Deze panty's zijn machinewasbaar op 60 ° en kunnen in de droogkast.

