

Gohy Fix Confort XX-Large Doos met 4 x 25



- 5 grijze strepen
- Heupomtrek: 90 tot 145 cm
- Met een brede elastische band.
- Deze panty's bieden een perfecte steun voor alle anatomische beschermingen, zijn perfect ademend en hebben het uitzicht van klassiek ondergoed.
- De elastische polyëster vezels passen zich perfect aan de

contouren van het lichaam en de inlegger aan.

- Deze panty's zijn machinewasbaar op 60 ° en kunnen in de droogkast.

