

Salvequick textielverbanden Doos van 40



- Salvequick textielverbanden zijn hoogwaardige flexibele verbanden
- Ze zijn hypoallergeen
- Ze zijn gemakkelijk aan te brengen, flexibel en eenvoudig te gebruiken



Salvequick®

6x40 Textile Plaster

☉ Plåster • ☉ Plasters • ☉ Plaster • ☉ Plaster
 ☉ Laastari • ☉ Pflaster • ☉ Pansement
 ☉ Pleisters • ☉ Pflastring • ☉ Plåstür
 ☉ Plastry • ☉ Náplastí • ☉ Emóþjóra • ☉ Flasteri
 ☉ Cerotti • ☉ Apósitos • ☉ Pláksteri • ☉ Tapaszok

Refill 6444

144 72 x 19 mm 96 72 x 25 mm

UDI-DI

(01) 7310610064440

Packaging glue contains latex which may cause allergic reactions