

## Protifar Doos met 225 g



- Orale medische voeding in poedervorm op basis van melkeiwitten
- Indicaties: voor voedingsbehoeften bij eiwit-energie ondervoeding
- Protifar is een eiwitpoeder dat geschikt is voor patiënten bij wie de eiwitbehoefte niet gedekt wordt door een normaal dieet
- Glutenvrij
- Bevat melk en soja
- Dosering: een maatschepje bevat 2,5 g poeder (dosering onder voorbehoud van medisch advies)
- Kenmerken: 368 Kcal/100 g, 87,2 g Eiwit/100 g
- Bereiding:
  - Meng de benodigde hoeveelheid Protifar met een voldoende hoeveelheid koude vloeistof om een gladde, homogene bereiding te verkrijgen.
  - Verdunnen in een drank of toevoegen aan een bereiding
  - Bereid één portie en consumeer binnen 2 uur na bereiding
  - Eenmaal geopend, binnen 1 maand gebruiken