

## Netarmsteun, XS



- Onderarm < 20 cm
  - Een brace ter ondersteuning van de arm en onderarm.
  - Aanbevolen voor het stabiliseren van hand en schouder om alle fasen van hyperflexie te voorkomen.
  - Een geventileerde armsteun van mesh die comfortabel steunt en vasthoudt dankzij de gevoerde band die het afschuifeffect vermijdt.
  - Het elimineert spiervermoeidheid met eenvoudige toepassing.
  - Te gebruiken bij:
    - Goedaardig trauma van het bovenste lidmaat
    - Tijdelijke immobilisatie van de hand of arm
- Materiaal:
    - Afneembare elleboogsteun en band van polyester
    - Polyamide netweefsel
    - Eenvoudige aanpassing met zelfklevende sluitingen
  - Onderhoud:
    - Handwas/machinewas op 30° max.
    - Niet strijken
    - Niet in de droger