

Netamrsteun, L



- Onderarm 31-34 cm
 - Een brace ter ondersteuning van de arm en onderarm.
 - Aanbevolen voor het stabiliseren van hand en schouder om alle fasen van hyperflexie te voorkomen.
 - Een geventileerde armsteun van mesh die comfortabel steunt en vasthoudt dankzij de gevoerde band die het afschuifeffect vermijdt.
 - Het elimineert spiervermoeidheid met eenvoudige toepassing.
 - Te gebruiken bij:
 - Goedaardig trauma van het bovenste lidmaat
 - Tijdelijke immobilisatie van de hand of arm
- Materiaal:
 - Afneembare elleboogsteun en band van polyester
 - Polyamide netweefsel
 - Eenvoudige aanpassing met zelfklevende sluitingen
 - Onderhoud:
 - Handwas/machinewas op 30° max.
 - Niet strijken
 - Niet in de droger