

## Schouder immobilisator XS



- Borstomvang: < 70 cm
  - Een brace om de schouder te immobiliseren.
  - Hij wordt aanbevolen om het gewricht te fixeren en het bovenste lidmaat in de positie "elleboog tegen lichaam" te houden.
  - Lichtgewicht en comfortabel, optimaal aanpasbaar aan de morfologie en pathologie van elk individu.
  - Het voorkomt spierversmoedigheid en is gemakkelijk aan te trekken.
  - Te gebruiken in geval van:
    - Traumatologie van de bovenste ledematen
    - Schouderontwrichting
- Materiaal:
    - Zeer comfortabele hoes van gelamineerde stof over schuim
    - Gekruiste banden in de rug voor een betere fixatie
  - Onderhoud:
    - Handwas / machinewas op 30° max.
    - Niet strijken
    - Niet in de droger