

Schouder immobilisator S



- Borstomvang: 70-95 cm
 - Een brace om de schouder te immobiliseren.
 - Hij wordt aanbevolen om het gewricht te fixeren en het bovenste lidmaat in de positie "elleboog tegen lichaam" te houden.
 - Lichtgewicht en comfortabel, optimaal aanpasbaar aan de morfologie en pathologie van elk individu.
 - Het voorkomt spierversmoeidheid en is gemakkelijk aan te trekken.
 - Te gebruiken in geval van:
 - Traumatologie van de bovenste ledematen
 - Schouderontwrichting
- Materiaal:
 - Zeer comfortabele hoes van gelamineerde stof over schuim
 - Gekruiste banden in de rug voor een betere fixatie
 - Onderhoud:
 - Handwas / machinewas op 30° max.
 - Niet strijken
 - Niet in de droger