

Néoprène polbeschermer- Orthopedic 2140-10



- Ontworpen voor dagelijks gebruik waar compressie nodig is om beweging mogelijk te maken.
- Verstelbare orthese met sluitingsband voor gemakkelijk passen.
- Gaat gepaard met een thermisch effect om de pijn beter te verlichten, biedt steun, stabiliteit en elimineert spanning.
- Te gebruiken bij:
 - artritis
 - peesontsteking
 - lichte artrose
 - slijmbeursontsteking
 - licht gewrichtstrauma.
- Onderhoud:
 - Handwas of machinewas op 30° max.
 - Niet strijken
 - Niet in de droger